


Anticorpo Policlonal Anti-Mef2D Para Wb, Ihc, Elisa - Q14814

Número do item: CM0019142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MEF2D humano (56 kDa), validado para WB, IHC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da regulação transcricional no desenvolvimento muscular e neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEF2D Rabbit pAb
Observações/Alias	MEF2D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4209
GeneID	4209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 431-521 do MEF2D humano (NP_005911.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14814
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo