


Anticorpo Monoclonal Anti-Megalin/Lrp2 Para Wb, If, Ihc, Fc E Elisa - P98164

Número do item: CM0006333



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa a região C-terminal do Megalin/LRP2 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P, FC (intra) e ELISA. Detecta LRP2 humano, de rato e de camundongo (~522 kDa), um receptor endocítico multiligante essencial para a reabsorção renal, desenvolvimento neural e metabolismo de lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Megalin/LRP2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4446-4655 do Megalin/LRP2 humano (NP_004516.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98164
Peso da Proteína	522kDa
Envio	Saco de gelo