

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Meis1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000470

Número do item: CM0020600



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MEIS1 validado para Western blotting, imunofluorescência/imuno-histoquímica e ELISA. Reage com MEIS1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da hematopoiese, da regulação da transcrição e da leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MEIS1 pAb de coelho
Observações/Alias	MEIS1
Espécie	Humano
ID do gene	4211
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-390 do MEIS1 humano (NP_002389.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O00470
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo