

Anticorpo Policlonal Anti-Meis2 Para Wb, Elisa - O14770

Número do item: CM0026378



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MEIS2 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para investigar regulação transcricional e biologia do desenvolvimento. Imunogênio de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEIS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Espécie	Humano
ID do Gene	4212
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 351-470 do MEIS2 humano (NP_733776.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O147070
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo