

Anticorpo Policlonal Anti-Meis3 Para Western Blot E Elisa - Q99687

Número do item: CM0020173

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MEIS3 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em regulação transcricional, sobrevivência de células beta pancreáticas e localização nuclear. Reage com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MEIS3 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRG2; MEIS3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56917
ID do Gene	56917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 325-375 da MEIS3 humana (NP_001287988.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99687
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo