

Anticorpo Policlonal Anti-Mek1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02750

Número do item: CM0013680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MEK1 humana (MAP2K1) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Desenvolvido para estudos da via de sinalização MAPK/ERK e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5604
ID do Gene	5604
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da MEK1 humana (NP_002746.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo