

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mek1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02750

Número do item: CM0003901



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a MEK1 (MAP2K1) humano, uma quinase MAP de dupla especificidade. Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos da via de sinalização MAPK/ERK (UniProt: Q02750).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5604
GeneID	5604
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 de MEK1 humano (Q02750).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo