

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mek1 Para Wb, Ip, Elisa - Q02750

Número do item: CM0003100



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MEK1 para WB, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo MAP2K1/MEK1 (Q02750), uma quinase chave da via de sinalização MAPK/ERK. Ideal para pesquisa em câncer e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-MEK1 de Coelho
Observações/Apelidos	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 da MEK1 humana (Q02750)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo