

Anticorpo Monoclonal Anti-Mek1/Mek2 Para Wb, Elisa - Q02750/P36507

Número do item: CM0009922



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa as quinases humanas MEK1/MEK2. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisas de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRK2MK1; MEK1/MEK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5604/5605
ID do Gene	5604/5605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-360 do MEK1/MEK2 humano (Q02750)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750/P36507
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo