

Anticorpo Monoclonal Anti-Mek1/Mek2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750 / P36507

Número do item: CM0007259



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo MEK1/MEK2, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ele reage com amostras humanas, de camundongo e rato, sendo ideal para o estudo da via de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
Observações/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5604/5605
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 170-270 de MEK1/MEK2 humano (NP_002746.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750 / P36507
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo