

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mek1/Mek2 Para Wb, Elisa - Q02750/P36507

Número do item: CM0024325



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a MEK1/MEK2 (MAP2K1/2), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos da via de sinalização MAPK/ERK e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK1/MEK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEK1/MEK2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 de MAP2K1 humano (NP_002746.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q02750/P36507
Peso Proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Envio	Saco de gelo