

Anticorpo Policlonal Anti-Mek2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36507

Número do item: CM0013281



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MEK2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MEK2 em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MEK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5605
GeneID	5605
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de MEK2 humano (NP_109587.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36507
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo