

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mek2 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - P36507

Número do item: CM0002154



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MEK2 humano (MAP2K2), validado por KO para Western blotting (WB) e ELISA. Reage com humano e camundongo. Peso molecular previsto: 44 kDa. Ideal para estudar a sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MEK2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [Validado por KO/KD] MEK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5605
ID do Gene	5605
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MEK2 humano (P36507)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P36507
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo