

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mek3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P46734

Número do item: CM0008547

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MEK3 humano (MKK3, MAPKK3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar vias de sinalização MAPK p38.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-MEK3
Observações/Apelido	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5606
GeneID	5606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-347 do MEK3 humano (P46734)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46734
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Transporte	Saco de Gelo