

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mek6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52564

Número do item: CM0030981



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MEK6 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Imunogénio recombinante que visa a MAPKK6 ativada por stress; ideal para pesquisa de sinalização de citocinas e stress.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK6 pAb Coelho
Observações/Apelido	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5608
GeneID	5608
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 do MEK6 humano (NP_002749.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52564
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo