

Anticorpo Monoclonal Anti-Mek7 (Map2K7) Para Wb, Elisa - O14733

Número do item: CM0002025



introdução

Anticorpo monoclonal anti-MEK7 de coelho validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 47 kDa. Essencial para a sinalização JNK e apoptose induzida por estresse. O14733.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MEK7 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5609
GeneID	5609
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 320-419 da MEK7 humana (O14733).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14733
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo