


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mek7 (Validado Para Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - O14733

Número do item: CM0020674



introdução

Anticorpo policlonico de coelho validado por KO direcionado a MEK7 (MKK7, JNKK2). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via de sinalização quinase MAP JNK ativada por estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] MEK7 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5609
GeneID	5609
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da MEK7 humana (NP_660186.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14733
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo