


Anti-Mekk2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U5

Número do item: CM0002666



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o MEKK2 humano (MAP3K2), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisa de quinases MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEKK2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MEKK2; MEKK2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10746
GeneID	10746
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2U5
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo