

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mekk3 (Map3K3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99759

Número do item: CM0019547



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MEKK3 (MAP3K3) para Western blotting, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas, de rato e de camundongo; adequado para estudar a sinalização MAPK e a ativação de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEKK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEKK3; MAPKKK3
Espécie	Humano
ID do Gene	4215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do MEKK3 humano (NP_976226.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99759
Peso Proteico	71kDa
Envio	Bolsa de Gelo