

## Anticorpo Monoclonal Anti-Mekk3 Para Wb - Q99759

Número do item: CM0012719



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MEKK3 humano (MAP3K3), validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo, peso proteico 71kDa. Ideal para pesquisa de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MEKK3 Anticorpo Monoclonal de Coelho                                                                                           |
| Observações/Apelido | MEKK3; MAPKKK3                                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 4215                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 4215                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MEKK3 humano (Q99759). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                             |
| SWISS               | Q99759                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 71kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                                  |