

Anticorpo Policlonais Anti-Melan-A/Mart-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16655

Número do item: CM0024868



introdução

Anticorpo policlonais de coelho direcionado a Melan-A/MART-1, uma proteína envolvida na biogênese de melanosomos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de melanoma e melanócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Melan-A/MART-1 pAb de coelho
Observações/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2315
GeneID	2315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-118 de Melan-A/MART-1 humano (NP_005502.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16655
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo