


## Anti-Melk Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q14680

Número do item: CM0013597



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MELK para aplicações de Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ataca a cinase maternal embrionária de alavanca de leucina envolvida no ciclo celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | MELK Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Pseudônimo | HPK38; MELK                                                                                                               |
| Espécie                | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)        | 9833                                                                                                                      |
| GeneID                 | 9833                                                                                                                      |
| Imunógeno              | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 412-651 do MELK humano (NP_055606.1) |
| Fonte                  | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria              | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação              | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada    | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS                  | Q14680                                                                                                                    |
| Peso da Proteína       | 75kDa                                                                                                                     |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                                                              |