


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Melk/Hpk38 Para Wb, Elisa - Q14680

Número do item: CM0005400



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MELK humano (HPK38). Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular, apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-MELK de coelho
Observações/Apelido	HPK38; MELK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9833
GeneID	9833
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de MELK humano (NP_055606.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14680
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo