


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Memo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y316

Número do item: CM0030717



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MEMO1 humano para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da motilidade celular induzida por ERBB2 e migração do câncer de mama.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEMO1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51072
GeneID	51072
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-297 do MEMO1 humano (NP_057039.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y316
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo