


Anticorpo Policlonal Anti-Menin Para Wb, Elisa - 000255

Número do item: CM0013063



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Menin humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. A Menin é um regulador transcricional essencial e um componente do complexo de metiltransferase de histonas MLL/SET1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Menin Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEAI; SCG2; Menin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4221
GeneID	4221
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 266-615 da Menin humana (NP_000235.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	000255
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo