

Anticorpo Policlonal Anti-Mep1A Para Wb E Elisa - Q16819

Número do item: CM0030326



introdução

O pAb de coelho MEP1A é um anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade alfa da meprina A humana. Validado para WB e ELISA, detecta MEP1A em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de metaloproteases e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEP1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPHA; MEP1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4224
ID do Gene	4224
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-700 da MEP1A humana (NP_005579.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16819
Peso Proteico	84kDa
Envio	