

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mepce Para If/Icc E Elisa - Q7L2J0

Número do item: CM0029771



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra MEPCE humano (7SK snRNA methylphosphate capping enzyme), adequado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos do complexo 7SK RNP e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEPCE Rabbit pAb
Observações/Alias	BCDIN3; MEPCE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56257
ID do Gene	56257
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-689 da MEPCE humana (NP_062552.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7L2J0
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo