

Anticorpo Policloal Anti-Mepe Para Wb, Elisa - Q9Nq76

Número do item: CM0026482

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MEPE humano, adequado para WB e ELISA. Detecta MEPE em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas de mineralização óssea e polpa dentária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEPE Rabbit pAb
Observações/Apelido	OF45; MEPE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56955
GeneID	56955
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-256 da MEPE humana (NP_064588.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ76
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo