

Anticorpo Policlonal Anti-Nucleoproteína Mers-Cov Para Wb, Elisa - K9N4V7

Número do item: CM0019859



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Nucleoproteína MERS-CoV (proteína N), validado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína do nucleocapsídeo essencial para o empacotamento e replicação do RNA viral. Adequado para pesquisa de coronavírus e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MERS-CoV Nucleoproteína pAb de Coelho
GeneID	14254601
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-413 da Nucleoproteína do coronavírus (YP_009047211.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco gelado