

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nucleoproteína Mers-Cov Para Wb, Elisa - K9N4V7

Número do item: CM0006593



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a nucleoproteína MERS-CoV, validado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece especificamente o MERS-CoV, com um peso molecular previsto de 45 kDa. Ideal para pesquisa de coronavírus e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Nucleoproteína MERS-CoV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	14254601
ID do Gene	14254601
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-413 da nucleoproteína do coronavírus (YP_009047211.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo