


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mers-Cov Spike Rbd Para Wb, If/Icc, Elisa - K9N5Q8

Número do item: CM0024482



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RBD da proteína Spike do MERS-CoV (YP_009047204.1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com MERS-CoV. Adequado para pesquisa de entrada viral e proteína spike.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-MERS-CoV Spike RBD
Espécie	Coronavírus
GeneID	14254594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-725 da RBD da proteína Spike do coronavírus (YP_009047204.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
Peso Proteico	149kDa
Envio	Saco de gelo