


Anticorpo Monoclonal Anti-Mertk Para Wb - Q12866

Número do item: CM0002925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MERTK humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo o receptor tirosina quinase Mer, essencial para a eferocitose de macrófagos e saúde retiniana. SWISS: Q12866.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MERTK Coelho mAb
Observações/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10461
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de MERTK humano (Q12866)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo