


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mertk/Mer Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12866

Número do item: CM0028130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MERTK humano (MER, Tyro12), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta MERTK em tecidos humanos, de camundongo e de rato; ideal para estudos de fagocitose e sinalização de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MERTK Rabbit pAb
Observações/Apelido	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Espécie	Humano
ID do Gene	10461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-499 do MERTK humano (NP_006334.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12866
Peso Proteico	110kDa
Envio	Saco de gelo