


Anticorpo Monoclonal Anti-Mesotelina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Número do item: CM0005286



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra Mesotelina humana (MSLN/MPF), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Visa os aminoácidos 296-606. Adequado para pesquisa sobre câncer e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mesotelina Coelho mAb
Observações/Apelido	MPF; SMRP; Mesotelina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10232
ID do Gene	10232
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-606 da Mesotelina humana (NP_037536.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13421
Peso da Proteína	67KDa/68KDa/71KDa
Envio	Saco de gelo