

Anticorpo Policlonais Anti-Mesotelina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13421

Número do item: CM0013496



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Mesotelina humana (MSLN, MPF, SMRP) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. Adequado para pesquisa oncológica e mesotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mesotelina Rabbit pAb
Observações/Apelido	MPF, SMRP, Mesotelina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10232
GeneID	10232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-606 da Mesotelina humana (NP_037536.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo