

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mesotelina Para Wb, If-P, Elisa - Q13421

Número do item: CM0007824



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Mesotelina de alta qualidade validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para pesquisa de mesotelina/câncer. Este anticorpo detecta a mesotelina, uma proteína de adesão celular, e é adequado para o desenvolvimento de ensaios diagnósticos. SWISS: Q13421.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Mesotelina
Observações/Apelido	MPF; SMRP; Mesotelina
Espécie	Humano
ID do Gene	10232
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 da Mesotelina humana (Q13421)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Envio	Em saco de gelo