


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mesotelina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Número do item: CM0002561



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Mesotelina humana (MSLN), validado para WB, IHC-P e ELISA. Específico para o biomarcador tumoral CAK1/MPF, ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mesotelina mAb de Coelho
Observações/Apelido	MPF; SMRP; Mesotelina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10232
GeneID	10232
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-606 da Mesotelina humana (NP_037536.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo