

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mesotelina Para Wb, Elisa - Q13421

Número do item: CM0027954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Mesotelina humana (SWISS: Q13421) para aplicações de Western blot e ELISA. Reconhece a Mesotelina humana e de camundongo; útil para pesquisa em câncer e megacariócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mesotelina Rabbit pAb
Observações/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Espécie	Humana
GeneID	10232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-606 da Mesotelina humana (NP_037536.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13421
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo