

Anticorpo Policlonal Anti-Met Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08581

Número do item: CM0022844



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MET humano (receptor do fator de crescimento de hepatócitos). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada contra humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre câncer e estudos de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MET Rabbit pAb
Observações/Apelido	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; MET
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4233
ID do Gene	4233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 518-840 do MET humano (NP_000236.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08581
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo