

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Met Para Wb E Elisa - P08581

Número do item: CM0006287



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MET de alto desempenho validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reconhece MET humano; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de sinalização do câncer e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MET Rabbit mAb
Observações/Apelido	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; MET
Espécie	Humano
ID do Gene	4233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 960-1161 do MET humano (NP_000236.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08581
Peso Proteico	156kDa
Envio	Saco de gelo