

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Met Para Wb E Elisa - P08581

Número do item: CM0016462



introdução

O Anticorpo policlonal de coelho Anti-MET (P08581) da CamelBio é validado para Western blotting e ELISA em amostras humanas e de rato, direcionado ao receptor do fator de crescimento hepatocitário c-Met para pesquisa em sinalização e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MET Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897, MET
Espécie	Humana
GeneID	4233 (Humana)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 960-1161 da MET humana (NP_000236.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P08581
Peso da Proteína	156kDa
Transporte	Bolsa de gelo