

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Metap2 Para Wb E Elisa - P50579

Número do item: CM0029765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra METAP2 humano (metionina aminopeptidase 2), validado para Western blotting e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudos de síntese proteica e controle translacional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
Espécie	Humano
GeneID	10988 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da METAP2 humana (NP_006829.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50579
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de Gelo