

Anticorpo Policlonal Anti-Mettl13 Para Wb, Elisa - Q8N6R0

Número do item: CM0030870



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra METTL13 humano, validado para WB e ELISA. Detecta METTL13 em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudar a metilação de eEF1A e a regulação translacional. Peso proteico ~79kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51603
GeneID	51603
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-699 do METTL13 humano (NP_057019.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6R0
Peso Proteico	79kDa
Envio	Em bolsa de gelo