

Anticorpo Monoclonal Anti-Mettl14 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hce5

Número do item: CM0007364



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho METTL14 (imunógeno recombinante, validado por KD) reconhece humano/camundongo/rato. Para WB, IHC-P, IP, ELISA em pesquisa de metilação m6A, relógio circadiano e diferenciação de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] mAb de Coelho METTL14
Observações/Apelido	hMETTL14; [Validado por KD] METTL14
Espécie	Humano
GeneID	57721
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do METTL14 humano (NP_066012.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCE5
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo