


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mettl21C Para Wb, Elisa - Q5Vzv1

Número do item: CM0016448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à METTL21C humana, uma lisina metiltransferase. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de metilação e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	METTL21C Rabbit pAb
Observações/Alias	C13orf39; METTL21C
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	196541
ID do Gene	196541
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 da METTL21C humana (NP_001010977.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5VZV1
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo