

Anticorpo Policlonal Anti-Mettl2A Para If/Icc, Elisa - Q96Iz6

Número do item: CM0015972

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra METTL2A humano (tRNA metiltransferase 2A), validado para IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de modificação de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL2A Coelho pAb
Observações/Apêndice	METTL2; METTL2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	339175
GeneID	339175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 139-378 da METTL2A humana (NP_859076.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Iz6
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de Gelo