

Anticorpo Policlonal Anti-Mettl3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q86U44

Número do item: CM0021077



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra METTL3 humano (M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Para epitranscriptômica, metilação m6A e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-METTL3
Observações/Apelidos	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56339
GeneID	56339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 de METTL3 humano (NP_062826.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q86U44
Peso da proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo