

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mettl3 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - Q86U44

Número do item: CM0009223



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alto desempenho direcionado à METTL3 (subunidade catalítica da N6-adenosina-metiltransferase). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP e ELISA. Reage com METTL3 humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas epitranscriptômicas e oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] mAb de coelho anti-METTL3
Observações/alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	56339
GeneID	56339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 da METTL3 humana (NP_062826.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q86U44
Peso da proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo