

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mettl3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86U44

Número do item: CM0028645



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra METTL3 (subunidade catalítica da N6-adenosina-metiltransferase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece METTL3 humano, de rato e de camundongo; adequado para pesquisa de metilação de RNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo pAb de Coelho METTL3
Observações/Apelido	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56339
GeneID	56339
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 do METTL3 humano (NP_062826.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86U44
Peso Proteico	64kDa
Envio	Em saco de gelo