

Anticorpo Policlonal Anti-Mettl4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3J2

Número do item: CM0027943

introdução

Anticorpo policlonal de coelho METTL4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a metiltransferase de N6-adenina envolvida na metilação de RNA e DNA. Ideal para pesquisas epigenéticas e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HsT661; METTL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64863
GeneID	64863
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do METTL4 humano (NP_073751.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N3J2
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo